

D.Fresh

DF2000

Электрическая
звуковая зубная щетка

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Поздравляем!

Вы стали обладателем высокотехнологичного устройства, которое позволит вашим зубам и деснам быть красивыми и здоровыми. Испытайте новый уровень чистоты уже после первого применения.

Меры предосторожности

Перед первым применением щетки D.Fresh DF2000 внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и сохраните ее.

Для предотвращения электротравм, ожогов, пожаров, нанесения вреда себе и окружающим:

1. Не погружайте прибор в воду или другую жидкость.
2. Не используйте щетку во время принятия душа.
3. Не трогайте влажными руками зарядное устройство, подключенное к электросети.
4. Не храните прибор в местах, откуда он может упасть в емкость с водой или раковину.
5. Не используйте прибор при неисправности зарядного устройства или повреждении силового кабеля.
6. Используйте только фирменные насадки и аксессуары.
7. Не вставляйте посторонние предметы в гнездо для сменной насадки.
8. Заряжайте прибор вдали от горячих поверхностей.
9. Не включайте щетку в помещении, где ранее использовался кислород или аэрозоли.
10. Перед использованием щетки удалите из полости рта все съемные конструкции.
11. Не используйте прибор при наличии ранок в полости рта или на языке.
12. Использование щетки детьми возможно только под присмотром взрослых.
13. Не следует хранить щетку на зарядной базе, по окончании зарядки снимите щетку с зарядной платформы.
14. Электрическую зубную щетку D.Fresh DF2000 не рекомендуется использовать лицами (в т.ч. детьми) с ограниченными физическими возможностями, психическими нарушениями и отсутствием опыта использования подобного прибора.
15. Не рекомендуется для использования детьми до 6 лет.
16. Детям от 6 до 10 лет следует использовать

устройство под присмотром взрослого.

17. Небольшое нагревание ручки во время зарядки прибора является нормальным. Но если ручка становится горячей, отключите питание.
18. Время от времени следует очищать контакты адаптера питания, чтобы избежать перегрева прибора и поломок.
19. Храните устройство вдали от прямых солнечных лучей в сухом и хорошо проветриваемом месте при температуре не ниже -7 °C и не выше +40 °C.
20. Утилизация прибора и его встроенного аккумулятора должна осуществляться в соответствии с общепринятыми правилами.

Предупреждения медицинского характера

Небольшая кровоточивость и дискомфорт десен в начале использования данного устройства являются нормой. Если кровотечение и дискомфорт сохраняются более 1 недели, следует обратиться к стоматологу.

Если в последние 2 месяца вы перенесли операцию в ротовой полости, установили импланты или протезы, то перед началом использования данного устройства следует проконсультироваться с врачом.

Если у вас установлен кардиостимулятор или другие подобные имплантированные устройства, перед использованием прибора обратитесь к своему врачу.

Зарядка аккумулятора

Зарядка осуществляется с помощью провода USB Type-C, который вставляется в разъем, прикрытый откидной крышечкой.

Перед зарядкой щетки убедитесь, что она выключена.

Перед тем как подключить провод к щетке, убедитесь, что разъем сухой.

Во время зарядки аккумулятора индикатор мигает. Если при зарядке индикатор перестает мигать, значит батарея полностью заряжена. Если батарея разряжена, то во время использования индикатор батареи мигает в течение нескольких секунд, а затем отключается.

Щетка работает до 30 дней от одного заряда (при

двухразовой ежедневной чистке по 2 мин.). В случае, если щетка долго не использовалась, световой индикатор зарядки загорается не сразу.

Если вы не пользовались щеткой 6 месяцев и более, то перед возобновлением использования следует полностью зарядить аккумулятор.

Внимание! Не подзаряжайте устройство между чистками. Производите зарядку аккумулятора тогда, когда уровень заряда становится низким.

Включение прибора

Вставьте насадку в рукоятку.

Намочите щетину и нанесите небольшое количество зубной пасты.

Поместите головку щетки в рот, чтобы избежать разбрызгивания пасты во время начала работы. Один раз нажмите на кнопку управления.

Выбор режима чистки

Выбор режима (активация/деактивация) осуществляется последовательным нажатием кнопки управления, сопровождается сменой частоты вибрации. Каждое нажатие приводит к последовательной активации нового режима. Включенный световой индикатор соответствует режиму, который используется.

Электрическая зубная щетка D.Fresh DF2000 позволяет использовать 4 режима работы:

CLEAN – ежедневная чистка.

SENSITIVE – бережный уход за зубами и деснами.

WHITENING – тщательное очищение и полировка эмали.

DEEP CLEAN – глубокое очищение, чистка зубов в течение 3 минут.

Установка и замена насадки

Установите насадку, надев ее на металлический стержень таким образом, чтобы рабочая поверхность насадки совпала с лицевой стороной корпуса щетки.

Стоматологи рекомендуют менять насадку каждые 3 месяца для сохранения высокой эффективности гигиены полости рта.

Процесс чистки

Аккуратно наденьте насадку на посадочное место. Оставьте небольшой зазор между насадкой и основным корпусом, так как зазор необхо-

дим для возможности осуществления вибрации.

Начните чистящую головку зубной щетки и нанесенную на нее зубную пасту, прежде чем вы приступите к чистке зубов, это поможет зубной пасте лучше воздействовать на поверхность зубов во время чистки.

Поднесите насадку щетки к поверхности зубов, расположив параллельно линии десен. Включите щетку. Производите чистку мягко. Не надавливайте слишком сильно, иначе можете травмировать поверхность зубов и десен. Перемещайте чистящую головку медленно, совершая вращательно-возвратные движения.

Для обеспечения равномерного очищения разделите полость рта на четыре равных условных зоны и очищайте их поочередно. После 2 минут чистки щетка отключится автоматически.

Во время чистки не следует надавливать на чистящую головку слишком энергично. После завершения чистки тщательно прополощите полость рта чистой водой.



Уход за зубной щеткой

Регулярно очищайте зубную щетку D.Fresh DF2000. Промойте чистящую головку насадки, чтобы удалить остатки пасты после чистки, и дайте ей высохнуть на воздухе. Не трите щетину, чтобы не деформировать ее. Ополосните рукоятку, чтобы удалить загрязнения после чистки, и высушите мягкой тканью. Не погружайте зубную щетку в воду. Не чистите зубную щетку агрессивным моющим средством и при температуре воды выше 40°C.

Насадки в комплекте

В базовой комплектации зубной щетки D.Fresh DF2000 стандартная сменная насадка.

Внимание! Согласно правилам личной гигиены, совместное использование одной насадки различными пользователями недопустимо.

Гарантия

Гарантия на прибор – 2 года.

Гарантированное техническое обслуживание прибора осуществляется в течение действующего гарантийного срока бесплатно. Далее обслу-

живание щетки осуществляется за счет покупателя.

Гарантия не распространяется:

– На расходные материалы и комплектующие.

– На товары, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие:

- применения их не по назначению;
- неосторожного и/или небрежного использования (включая перегрузку), приведшего к повреждениям;
- модификации, вскрытия и/или ремонта неуполномоченной организацией (частным лицом);
- нарушения правил эксплуатации, и/или хранения, и/или транспортировки, указанных в руководстве по эксплуатации.

– На товары, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие подключения к неправильному источнику питания.

– На товары, эксплуатировавшиеся с неустранимыми недостатками.

– На неисправности, которые вызваны не зависящими от производителя причинами, такими как действия третьих лиц, явления природы и стихийные бедствия, домашние и дикие животные, насекомые, попадание внутрь товаров посторонних предметов и жидкостей.

– На внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, потертости и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации и в результате естественного износа.

Комплектация:

- Основной блок щетки.
- Сменная насадка – 1 шт.
- Провод USB Type-C.
- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: D.Fresh DF2000

Предназначена для эффективной чистки зубов.

Частота колебаний щетинок – 33 000–42 000 в мин.

4 режима работы – Clean, Sensitive, Whitening, Deep Clean (чистка 3 мин.).

Материал корпуса – ABS-пластик. Щетина DuPont.

Питание – литий-ионный аккумулятор (800 mAh).

Время полной зарядки – 4 ч.

Время работы аккумулятора после полной зарядки – до 25 дней.

Влагозащита – IPX7.

Размеры – 223×26×24 мм.

Гарантия – 2 года.

Произведено по заказу ИП Паршунина С. Г., г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 425

Производитель: Dongguan Infly Life Technology Co., Ltd., Room 202, Building 1, No.36 Caixin Road, Daojiao Town, Dongguan, Guangdong, China

Гарантийный талон

Название организации

Дата продажи.....

Место для печати

По всем вопросам обращайтесь на горячую линию:

8 (800) 775-38-49

www.revyline.ru